

PRODUKTDATABLAD

BIOPSITANG FENESTRATED 90° SVINGENDE

Produktets bestanddele:	SUS 631,SUS 304 ,PE,ABS
CE klassifikation:	Klasse II a
Emballage:	French pair, PET/PE film, pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000058	1.8x1200 oval uden spyd	
000082	1.8x1800 oval med spyd	
000044	2.3x2300 oval uden spyd	
000035	2.3x2300 oval med spyd	
000085	2.8x2300 oval uden spyd	
000068	1.8x1800 alligator med spyd	
000070	2.3x1800 alligator uden spyd	
000069	2.3x1800 alligator med spyd	
000072	2.3x2300 alligator uden spyd	
000071	2.3x2300 alligator med spyd	
000084	2.8x2300 alligator uden spyd	
000043	1.8x800 oval uden spyd	