

PRODUKTDATABLAD

KANEL RENSEBØRSTE OG VENTIL RENSEBØRSTE

Produktets bestanddele:	• Rensebørste: Nylon PA6, SUS 304, PP • Ventil rensbørste: Nylon PA6, SUS 304, POM(F20-02-NAT)
CE klassifikation:	Klasse I
Emballage:	PE, pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000064	1.7x2300mm ø5x15mm--ø10x30mm Stor børste+lille børste	
000039	1.5x2300mm ø5x15mm--ø5x15mm	
000003	5x20mm--11x35mm	