

PRODUKTDATABLAD

FATTE/GRIBETANG

Produktets bestanddele:	X5CrNi18-10,PTFE, PE, ABS, NITI
CE klassifikation:	Klasse II a
Emballage:	PET/PE film, papir, pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000028	Rottetang 2.3mmx2300mm 6.5mm	
000030	Korttang 2.3mmx2300mm 7.8mm	
000047	Langtang 2.3mmx2300mm 15.5mm	