

PRODUKTDATABLAD

HEMOKLIPS

Produktets bestanddele:	SUS631,PE,SUS304, SUS303, ABS, DEHPfree PVC
CE klassifikation:	Klasse II b
Emballage:	PET/PE film, papir, pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000086	2.5x2300, 11mm roterbar	
000087	2.5x2300, 16mm roterbar	
000081	2.5x1800, 11mm roterbar	
000088	2.5x2300, 13mm roterbar	