

PRODUKTDATABLAD

INJEKTIONSÅL

Produktets bestanddele:	06Cr19Ni10,12Cr18Ni9,06Cr17Ni12Mo2, PTFE,ABS, TPU,PE
CE klassifikation:	Klasse II a
Emballage:	French pair, PET/PE film, pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000029	2.4x2300, 4mm 23G	
000036	2.4x2300, 6mm 23G	
000025	2.4x2300, 4mm 25G	
000026	2.4x2300, 6mm 25G	