

PRODUKTDATABLAD

POLYPFANGER



Produktets bestanddele:	• Polypfanger med 2 kamre : PC, ABS, silicone • Polypfanger med 1 kammer: PC, ABS, DEHP-free PVC
CE klassifikation:	Klasse I
Emballage:	POLY BAG LDPE, White/brown, Paper/Cardboard
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000210	Polypfanger med 1 kammer	
000211	Polypfanger med 2 kamre	