

PRODUKTDATABLAD

HYBRIDSLANGE, SKYLLEAGREGAT

SKYLLESLANGE

Produktets bestanddele:	• hybridslange: Silicone,PC,NBR,Non DEHP PVC,POM,PE • skylleagregat: Silicone,SUS 303,PC,NBR,Non DEHP PVC,POM • skylleslange: PC,Non DEHP PVC,POM
CE klassifikation:	Klasse IIa
Emballage:	Tyvek paper and PE ,pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000134	Hybridslange Olympus	
000133	Skylleslange Olympus	
000131	Skylleagregat med CO2 Olympus	
000132	Skylleagregat uden CO2 Olympus	
000135	Skylleagregat med CO2 Pentax	
000137	Skylleagregat med CO2 Fuji 700	
000136	Skylleagregat med CO2 Fuji 500/600	