

PRODUKTDATABLAD

POLYPSLYNGE VARM

Produktets bestanddele:	06Cr19Ni10, TPU, PTFE, Cu-Ni, ABS
CE klassifikation:	Klasse II b
Emballage:	French pair, PET/PE film, pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000127	2.3x2300, 10mm	
000128	2.3x2300, 15mm	
000129	2.3x2300, 20mm	
000130	2.3x2300, 25mm	
000167	2.3x2300, 10mm roterbar	
000168	2.3x2300, 15mm roterbar	
000169	2.3x2300, 20mm roterbar	
000170	2.3x2300, 25mm roterbar	
000041	2.3x2300, 30mm roterbar	