

PRODUKTDATABLAD

VENTILER, RENSEVENTIL OG RENSESLANGE

Produktets bestanddele:	• 2delt sæt (vand/luft ventil og suge ventil): Silicone,ABS,TPE,SUS 303 • 3delt sæt (vand/luft ventil, suge ventil og biopsihætte):Silicone,ABS,TPE,SUS 303 • 4delt sæt (vand/luft ventil, suge ventil, biopsihætte og vandjet adaptor): Silicone,ABS,TPE,SUS 303,PC TPR, NBR • 5delt sæt (vand/luft ventil, suge ventil, biopsihætte, vandjet adaptor og renses ventil): Silicone,ABS,TPE,SUS 303,PC TPR, NBR, PP, Polyester • Biopsihætte: Silicone • Renseslange: NonDEHP PVC, ABS, Silicone • Renseventil: Silicone,ABS,TPE,SUS 303, PP, Polyester • Vandjet: PC,TPR,NBR,SUS 303
CE klassifikation:	Klasse IIa
Emballage:	Tyvek paper and PE ,pap
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Opbevaring:	Stuetemperatur – tørt uden direkte sollys
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato – se emballage
Bemærkninger:	Nej

Størrelse:

Varenr	Beskrivelse	
000120	5 delt sæt / vand/luft, sugeventil, biopsihætte og vandjet adaptor, rensesventil,	
000119	4 delt sæt / vand/luft, sugeventil, biopsihætte og vandjet adapto	
000118	3 delt sæt / vand/luft, sugeventil, biopsihætte	
000117	2 delt sæt / vand/luft og suge ventil	
000121	Vandjet	
000074	Biopsihætte	
000122	Renseslange	
000123	Renseventil	